

Allegato 2 -Dispositivi di Protezione Individuale raccomandati per la prevenzione di COVID-19

DESCRIZIONE KIT D.P.I.-D.M.	SERVIZI
KIT 1	Per esposizione al pubblico: MMG e ambulatori generici (nell'assistenza a pazienti con sintomi respiratori)
Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolico per igiene delle mani	
Mascherina chirurgica con elastici per utente	Far indossare ai pazienti con sintomi respiratori.
Mascherina chirurgica per professionista	Continuità Assistenziale
Camice pulito, non sterile con maniche lunghe/Sovracamice idrorepellente TNT manica lunga, polsino elasticizzato non sterile*	Medici Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e medici iscritti al corso di medicina generale
Occhiali/schermo facciale/mascherina con visiera integrata*	Poliambulatori e ambulatori
Guanti non sterili	Igiene Pubblica (indagine epidemiologica)
<i>Per servizi territoriali (es. ADI, Continuità assistenziale per visite domiciliari) prevedere anche:</i> Flacone soluzione idro-alcolica 100 ml Sacchetto trasparente per smaltimento materiale a perdere (in assenza di contenitore per rifiuti speciali) Cerotto in rotolo Salviette monouso con disinfettante a base di cloro (per disinfezione dei dispositivi medici e DPI riutilizzabili)	<i>* Solo in caso di assistenza (es. visita). Nel caso di accoglienza/indagine epidemiologica e invio al percorso specifico; basta maschera chirurgica a utente e professionista e mantenersi a distanza di (indicativamente 1,5-2 metri).</i>
KIT 2	Gestione di casi sospetti/accertati per tempo prolungato
Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolica per igiene delle mani	Pronto Soccorso se gestione del caso sospetto (<i>se triage e contatto di breve durata, l'esposizione è analoga a quella della categoria precedente ed è quindi sufficiente mascherina chirurgica per paziente e operatore</i>)
Mascherina chirurgica con elastici per utente	Pronto Soccorso/accettazione diretta oculistica
Facciale filtrante FFP2*	Igiene Pubblica (effettuazione tampone)
Occhiali a visiera/ schermo facciale	118 trasporti casi sospetti e confermati paucisintomatici
Sovracamice idrorepellente TNT manica lunga, polsino elasticizzato non sterile	Laboratori microbiologia e virologia
Doppi guanti non sterili	Malattie infettive
Sovrascarpe	<i>* L'OMS ritiene che sia sufficiente la protezione con mascherina chirurgica, in associazione alla protezione oculare tramite visiera.</i>
KIT AVANZATO 3 per manovre con produzione di aerosol	Per il trasporto di casi accertati con sintomi severi e per reparti specialistici da utilizzare in tutti i casi in cui si effettuino manovre invasive che producono aerosol (es. broncoscopie, intubazione tracheale, ecc.)
Garantire la disponibilità di soluzione idroalcolica per igiene delle mani	
Facciale filtrante FFP3 con valvola	118 in trasporto casi accertati con sintomi severi Rianimazione Altri reparti in caso di manovre su casi accertati che producono aerosol Ambulatori in caso di manovre su casi accertati che producono aerosol, es. endoscopia (vie aree e vie digestive superiori); odontoiatria, otorinolaringoiatria e oculistica (ma con camice), in caso di manovre su casi accertati che producono aerosol <i>*le tute sono utilizzabili soltanto se gli operatori sono stati specificamente addestrati, e in presenza di un secondo operatore addestrato che verifichi la correttezza delle manovre di svestizione del primo operatore. Inoltre, nella scelta tra tuta e sovracamice, è opportuno anche valutare la complessità e la durata dell'assistenza prevista.</i>